


ABF File 動画変換ソフトウェア



ファイルの読み込み

プレゼンテーションに最適!



AVIファイルに変換



pCLAMPで作成したデータファイルをAVI形式に変換を行います。
データ記録時のように、時間軸を追って表示する動画になります。
Episodic・Gap free各モードで記録したデータのどちらでも変換が可能です。
作成した動画は「Power point」などで読み込みが可能です。

動画に変換する際、

- ◆波形軸線のカラーの選択
- ◆軸線の有無
- ◆動画時間
- ◆動画分割数
- ◆描画範囲 (Y max / Y min)

の設定を行います。

動画の形式は変換されるコンピュータにインストールされているエンコーダ (Microsoft Video1 など) を使用します。

製造・販売元

Inter Medical co.,ltd.
株式会社 インターメディカル

〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号
TEL (052) 731-8000 (代) / FAX (052) 731-5050
website : <http://www.intermedical.co.jp/>
E-mail : info@intermedical.co.jp