

# 電極材料

## コネクタ・ネジ類

| 品名                    | 型番                              | ロット数     | 備考     |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|
| ピンプラグ(オス)             | IM-C5                           | 50個      |        |
| ピンソケット(メス)            | IM-C6                           | 50個      |        |
| φ2 ピンチップ(赤・黒・緑)       | IM-P182                         | 10個      |        |
| 埋め込み用<br>ネジ電極         | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)4mm<br>先端形状 □ | IMS-144  | 100個   |
|                       | 径(A)1.2mm<br>長さ(B)4mm<br>先端形状 □ | IMS-124  | 100個   |
|                       | 径(A)1.0mm<br>長さ(B)5mm<br>先端形状 □ | IMS-105  | 100個   |
|                       | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)3mm<br>先端形状 △ | IMS-143  | 100個   |
|                       | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)4mm<br>先端形状 □ | IMS-144  | 100個   |
|                       | 径(A)1.2mm<br>長さ(B)3mm<br>先端形状 △ | IMS-123  | 100個   |
| アンカーネジ                | 径(A)1.2mm<br>長さ(B)3mm           | IMS-123A | 100個   |
|                       | 径(A)1.2mm<br>長さ(B)4mm           | IMS-124A | 100個   |
|                       | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)2mm           | IMS-142A | 100個   |
|                       | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)3mm           | IMS-143A | 100個   |
|                       | 径(A)1.4mm<br>長さ(B)4mm           | IMS-144A | 100個   |
| L字型<br>カニューレ          | 径(A)0.8mm<br>長さ(B)4.3mm         | IMC-0843 | 10個    |
|                       | 径(A)0.6mm<br>長さ(B)4.3mm         | IMC-0643 | 10個    |
|                       | 径(A)0.3mm<br>長さ(B)4.3mm         | IMC-0343 | 10個    |
| 径(A)0.8mm<br>長さ(B)5mm | IMC-0850                        | 10個      | ステンレス製 |

## ワイヤー

| 品名                                       | 絶縁コーティング   | セット   | 全長(mm)                                 |
|--|--|-------|--|
| タングステン線                                  | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 200                                    |
|  | 外径(mm): φ0.05, φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.5                        |       |  |
| 純銀線                                      | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 1,000<br><small>(コート時: 500×2本)</small> |
|  | 外径(mm): φ0.05, φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.4                        |       |  |
| 白金線                                      | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 500                                    |
|  | 外径(mm): φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.4, φ0.5                         |       |  |
| ステンレス硬質線                                 | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 200                                    |
|  | 外径(mm): φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.4, φ0.5, φ0.6, φ0.7, φ0.9, φ1.0 |       |  |
| ステンレス軟質線                                 | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 1,000                                  |
|  | 外径(mm): φ0.05, φ0.08, φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.4                 |       |  |
| その他金属線<br><small>白金・リチウム・銅・クロムなど</small> | 要相談  |       |  |

## 金属板

| 品名  | サイズ             | 備考 |
|-----|-----------------|----|
| 銀板  | t=0.1, 0.2, 0.3 |    |
| 白金板 |                 |    |

## パイプ

| 品名       | 絶縁コーティング   | セット   | 全長(mm) |
|----------|--|-------|--------|
| ステンレスパイプ | ポリウレタンコート有・無   | 10本/箱 | 200    |
| 銅パイプ     | 外径(mm)   |       |        |
|          | φ0.2, φ0.3, φ0.4, φ0.5, φ0.6, φ0.7, φ0.8, φ0.9, φ1.0, φ1.1, φ1.2, φ1.3, φ1.4, φ1.5, その他ゲージ各種 |       |        |

## 絶縁コート

| 品名                        | 容量                             |
|---------------------------|--------------------------------|
| 絶縁コーティング剤<br>(カシューポリウレタン) | A液: 50cc B液: 25cc<br>希釈液: 50cc |
| 剥離剤<br>(ポリウレタン剥離剤)        | 50cc                           |

その他ご希望の材料等ございましたら弊社へお問い合わせください。

# 実験・研究用電極

## Electrode



ニーズに合った電極をお届けします

**Inter Medical co.,ltd.**

製造・販売元

**Inter Medical co.,ltd.**  
株式会社 インターメディカル

〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号  
TEL(052)731-8000(代)/FAX(052)731-5050  
website: <http://www.intermedical.co.jp/>  
E-mail: [info@intermedical.co.jp](mailto:info@intermedical.co.jp)

取扱店

# 実験・研究用電極

|  |   |
|--|---|
| <p>脳波用銀皿電極 IM-DE</p> <p>エボキシ Ag<br/>ピンチップ付<br/>10 1,500</p>  | <p>脳波用あんま針電極 IM-R10</p> <p>10 1,500<br/>ピンチップ付<br/>外径: <math>\phi 0.2</math></p>                                      |
| <p>金属微小電極 IMJ-3002</p> <p>30 <math>\phi 0.8</math>ピン<br/><math>\phi 0.2</math> タングステン<br/>約5<math>\mu</math> 絶縁コート<br/>専用のケーブルが1本付属(長さ400mm)</p> | <p>双極型銀球電極 IML2-2020</p> <p>20 支持棒付<br/>露出 絶縁コート 2<br/>外径: <math>\phi 0.5</math><br/>球: <math>\phi 1.5</math></p>     |
| <p>平滑筋電図電極 IMQ-7415</p> <p>7 1.5 3 1.5</p>   | <p>薬液注入電極 IME-7010 (<math>\phi 1.0 \sim \phi 0.5</math>)</p> <p>70 薬液注入用チューブ<br/>絶縁コート<br/>露出<br/>先端は、注射針状になっています</p> |
| <p>フック電極 IMM-1001</p> <p>100<br/>内側のみ露出<br/>外径: <math>\phi 1.0</math><br/>フック: <math>\phi 5.0</math></p>   | <p>双極型フック電極 IMM2-5050</p> <p>5 50<br/>内側のみ露出<br/>外径: <math>\phi 0.5</math><br/>フック: <math>\phi 5.0</math></p>         |

|  |  |
|--|--|
| <p>双極型針電極 IMH2-1012</p> <p>10 0.5mm露出 1.0 絶縁コート<br/>外径: <math>\phi 0.25</math></p>   | <p>双極型貼り合せ電極 IMF2-8010</p> <p>80 10 0.15mm露出 絶縁コート<br/>外径: <math>\phi 0.25</math></p>      |
| <p>刺激電極 IMA2-1508</p> <p>15 0.5mm露出 1.0 絶縁コート<br/>外径: <math>\phi 0.25</math></p>     | <p>双芯型針電極 IMK2-1001</p> <p>100 <math>\phi 0.25</math> <math>\phi 1.0</math><br/>0.5 1</p>  |
| <p>同芯円電極 IMB-9008 (<math>\phi 0.8 \sim \phi 0.2</math>)</p> <p>90 1 0.5 露出 絶縁コート</p> | <p>中継同芯円電極 IMC-2005 (<math>\phi 0.5 \sim \phi 0.3</math>)</p> <p>20 50 1 露出 絶縁コート 支持棒付</p> |
| <p>針電極(絶縁コート無) IMR-1504</p> <p>1,500 15<br/>ピンチップ付<br/>外径: <math>\phi 0.4</math></p> | <p>【特注電極】サイズ・形状の異なる電極も承ります。<br/>ご遠慮無く弊社までご連絡ください。</p>                                      |